

Referenzbereich-Anpassung Anti-TPO-Antikörper

Sehr geehrte Einsender,

wir möchten Sie hiermit auf folgendes aufmerksam machen:

Neuer Referenzbereich für die Anti-TPO-Antikörper

Die Umstellung der Anti-TPO-Antikörper-Diagnostik wird voraussichtlich ab dem **1. Juni 2026** erfolgen.

Der Test wird künftig deutlich spezifischer ausfallen, da das Testprinzip sehr stark modernisiert wurde (die Details erläutere ich gerne im persönlichen Gespräch). Dies hat zur Folge, dass sich der Referenzbereich ändert, weshalb Verlaufskontrollen leider nicht mehr 1:1 vergleichbar sind.

Demnach gelten ab sofort folgende Referenzbereiche:

Parameter	<u>Alter</u> Referenzbereich	Einheit	<u>Neuer</u> Referenzbereich	Einheit
TPO-AK	<34	IU/l	<20	IU/l

Da mit deutlich spezifischeren Werten zu rechnen ist, ist ebenso zu erwarten, dass das Ergebnis künftig häufig unterhalb des Nachweisbereiches (dieser liegt bei 8 IU/ml) liegen wird. Dies zumindest hat sich in unseren Vergleichsmessungen gezeigt.

Wenn Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an Dr. Rosler unter rosler@labor-rosler.de oder telefonisch unter **09745-91910**.